



利用例
3

事業所・作業者ごとの精度管理用サンプル

異なる事業所・作業者において、標準作業手順書等に沿った作業が正しく実施されているかを確認する際に使用する。バイアル間差がほとんどない“NBRC微生物カクテル”を参照用サンプルとして使用することで、事業所・作業者間ごとのデータの精度管理を行うことができる。



評価方法

予備実験で取得した参照データと、各事業所で得られたデータの差異を検証する。

事業所Aと事業所Bは参照データと取得されたデータに差異がないので作業が正しく行われていたと判断できる。

一方、事業所Cで取得されたデータには差異が生じているため、一連の作業中に問題があったと判断できる。

